



Always on track!


精敏1號核酸分析儀

- ▶ 100%精浚自主研發
- ▶ 20分鐘快速完成PCR檢測
- ▶ 256台串接、擴充性與連接性高
- ▶ 外型輕巧、結構緊實、方便移動部屬
- ▶ 通過SGS檢驗、CE認證
- ▶ 精準靈敏，國立大學醫院臨床中...
- ▶ 成本較傳統儀器低，醫療資源大幅節約
- ▶ 應用含跨各種領域，兼容各種疾病檢測



使用步驟


1




2



3



4



* 已通過 SGS 檢驗合格。

5



6



* 國立大學醫院臨床實驗進行中...

適用環境



醫院 / 診間 / 病房



學校 / 教室



大眾運輸



娛樂場所 / 賭場



教堂 / 廟宇



演唱會 / 演講廳



偏鄉小鎮 / 資源匱乏處



軍事據點 / 戰情中心



活動中心



工廠



商辦大樓



救護車上



輪船




展覽會場



國門 - 機場出入境

擴充性與連接性高



國際認證

Harmonized
Standard
Applied :

EN IEC 61000-3-2 : 2019+A1 : 2021
IEC 61000-4-2 : 2008
IEC 61000-4-2 : 2012
IEC 61000-4-6 : 2013+COR1 : 2015
IEC 61000-4-11 : 2020+COR1 : 2020
IEC 61000-4-3 : 2020
IEC 61000-4-5 : 2014+A1 : 2017
IEC 61000-4-8 : 2009
IEC 61010-1 : 2010+A1 : 2016
EN 61010-1 : 2010+A1 : 2019
IEC 61010-2-101 : 2018
EN IEC 61326-1 : 2021
EN IEC 61326-2-6 : 2021
IEC 61326-1 : 2020
IEC 61326-2-6 : 2020
CISPR 11 : 2015+AMD1 : 2016+AMD2 : 2019

